

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sibagropribor.pro-solution.ru | эл. почта: sibagro@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Анализатор качества молока "Термоскан - Мини" (криоскоп) комплектация "Классик"



Анализатор качества молока «Термоскан-Мини» предназначен для определения температуры замерзания заготавливаемого молока ГОСТР 52054-2003 "Молоко коровье сырое (сырье).Технические условия".

Анализатор качества молока «Термоскан-Мини» (криоскоп) полностью соответствует действующему ГОСТ 25101-2015 «Молоко. Метод определения точки замерзания», а также ГОСТ 30562-97 "Молоко. Определение точки замерзания. Термисторный криоскопический метод".

Отличительные особенности

- пригодность для сырого и обработанного молока
- высокая точность измерения (сходимость и межлабораторная воспроизводимость результатов)
- компактность
- простота подготовки пробы
- малые расходы молока
- удобство и простота технического обслуживания
- привлекательная цена
- высокая эффективность

Поверка

Поверка производится в системе Росстандарта. "Термоскан-Мини" поставляется поверенным ФБУ Новосибирский ЦСМ. Межповерочный интервал составляет 1 год. По истечении срока действия поверки Вы можете обратиться в ближайший ЦСМ с методикой поверки, которая входит в комплект, или в «Сибагроприбор», который с удовольствием поможет Вам в этом.

Сертификаты

Криоскоп "Термоскан-Мини" зарегистрирован в Государственном реестре средств

Диапазон измерений температуры замерзания	от -0,950 до 0 °C
Диапазон измерений температуры замерзания молока	от -0,408 до 0,600 °C
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности температуры замерзания молока	+ -0,004 ° C
Объем пробы	2,5 мл
Время готовности к работе	30 минут
Время измерения	не более 5 минут
Габаритные размеры	не более 300*230*300 мм
Вес	не более 6 кг
Питание анализатора	220+22/-33 В, частота 50±1 Гц
Потребляемая мощность	не более 150 ВА

Анализатор "Термоскан-МИНИ" полностью соответствует действующему ГОСТ РФ №25101-2015. «Молоко. Метод определения точки замерзания»

В п.5 ГОСТ 25101-2015 указано:

«Криоскоп термоэлектрический диапазоном измерения температуры от минус 0,950°C до 0°C, с погрешностью $\pm 0,002^\circ\text{C}$, с набором пробирок для проб.»

В данном пункте имеется ввиду инструментальная погрешность криоскопа на контрольных растворах хлористого натрия, на которых градуируется криоскоп.

В описание типа на выпускаемый нашей компанией Анализатор молока «Термоскан-Мини» (криоскоп) инструментальная погрешность не указывается.

В п.10.2 (таблица) ГОСТ 25101-2015 указано:

«Границы абсолютной погрешности $\pm 0,005^\circ\text{C}$ ». В данном пункте имеется ввиду абсолютная погрешность криоскопа при измерении температуры замерзания молока.

В описание типа на выпускаемый нашей компанией Анализатор молока «Термоскан-Мини» (криоскоп) указано:

«Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры замерзания молока $\pm 0,004^\circ\text{C}$ ».

То есть погрешность анализатора молока «Термоскан-МИНИ», на 0,001 градуса точнее необходимого по ГОСТ 25101-2015.



Характеристики

Бренд: СИБАГРОПРИБОР