

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sibagropribor.pro-solution.ru | эл. почта: sibagro@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Анализатор Эксперт-001-1pH/АТС (лабораторный)



Высокоточный pH-метр с электродом и термодатчиком. Режим автоматической термокомпенсации.

В комплекте:

- измерительный преобразователь
- ионселективный электрод (ЭСК 10601 первичная поверка)
- термодатчик
- блок питания
- кабель ПК
- программное обеспечение
- руководство по эксплуатации
- методика поверки

№ 21068 в Госреестре СИ РФ.

Сертификат соответствия (код ТН ВЭД_9027801100).

Реестры ГСИ Украины, Казахстана, Беларусь.

рН-метры-иономеры «Эксперт-001» - это модельный ряд рН-метров на базе анализаторов жидкости «Эксперт-001». Возможность расширения под новые задачи за счет дополнительной комплектации ионоселективными электродами.

Назначение в базовой комплектации: измерение рН, мВ, Т °С.

Погрешность измерения рН в комплекте с рН электродом:

- 0,03 рН - для модели рН-метра-(иономера) "Эксперт-001-1(0.1)"
- 0,05рН - для моделей рН-метров-(иономеров) "Эксперт-001-3(0.1)" и "Эксперт-001-3(0.4)"

При комплектации ионоселективными электродами, электродами Eh - измерение активности, массовой и молярной концентрации ионов, окислительно-восстановительного потенциала.

Объекты анализа:

- сточные, питьевые, природные воды.
- водные растворы проб растительной, пищевой продукции, почв и др.

Отличительные особенности рН-метров-(иономеров) "Эксперт-001":

- совместимость с любыми рН электродами (разъем BNC или K80.7)
- возможность самостоятельного ввода изопотенциальной точки
- автоматическая и ручная компенсация при измерении рН
- число точек градуировки по буферным растворам - от 2 до 5
- градуировка по любым рН буферным растворам
- автоматический расчет результатов измерений в мВ, рХ, М, мг/л

- совместимость с любыми ионоселективными электродами (дополнительная комплектация)
- сохранение калибровок для 32 ионов в памяти
- константы для 32 ионов в памяти прибора
- вывод информации на портативный термопринтер (чековая лента, термоэтикетка)
- подключение к компьютеру (ПО в комплекте)
- мощный аккумулятор для автономной работы
- дисплей с яркой подсветкой
- питание магнитной мешалки от прибора в полевых условиях
- устойчивость к транспортной тряске
- низкий уровень шумов при работе
- использование в качестве высокоомного милливольтметра при потенциометрических измерениях: измерениях методом стандартных добавок, титровании, измерениях ХПК и др. по соответствующим МВИ.
- гарантия - 24 месяца

Измерения по:

ГОСТ 26212-91

ГОСТ 26483-85

ГОСТ 26423-85

ГОСТ 17.5.4.01-84

ГОСТ 27979-88

ГОСТ 27753.3-88

ГОСТ 24596.5-81

ГОСТ 29207-91

ГОСТ 26180- 84

ГОСТ 24024.5-80

ГОСТ 26781-85

ГОСТ Р 51478-99
ГОСТ 28972-91
ГОСТ 30648.5-99
ГОСТ 26188-84
ГОСТ 25699.6-90
ГОСТ 938.8-69
ГОСТ 27403-87
ГОСТ 21119.3-91
ГОСТ 12523-77
ГОСТ Р 50029-92
ГОСТ 29188.2-91
ГОСТ 23268.9-78
ГОСТ 13496.19-93
ГОСТ 26951-86
ГОСТ 27752.12-88
ГОСТ 27753.0-88
ГОСТ 29270-95
ГОСТ 27753.7-88
ГОСТ 27753.11-88
ГОСТ 50465-93
РД 52.24.394-95
ГОСТ 26425-85
ГОСТ 4386-89
ГОСТ Р 51444-99 (ISO 1841-2-96)
ГОСТ 7983-99
ГОСТ 23268.9-78
МУК 4.4.1.008-93

РД 52.24.360-95

ПНДФ 14.2:4.87-96

Методические указания ЦИНАО, М 1990

ГОСТ 23268.5-78

ГОСТ 27753.6-88

ПНДФ 16.2.2:2.3:3.33-02

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2004 г.)

ПНДФ 14.2:4.85-96

ПНДФ 14.2:4.86-96

ASTM D 512-89

МУК 4.4.1.010-93

РД 52.24.367-95

МУ N 5048-89 (утв. Минздравом СССР, 1989 г.)

ВНИМИ-02-98 РД 52.24.361-95

МВИ 001-101-00 (ГП "ВНИИФТРИ" от 13.09.00) и др.

Характеристики

Бренд: СИБАГРОПРИБОР